

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование медицинского изделия

БЕЛАТИРС ЧЕРНИКА, глазные капли, 10 мл

Состав и описание изделия

БЕЛАТИРС ЧЕРНИКА глазные капли содержат: жидкий экстракт черники 0,5%, гиалуроновую кислоту 0,15% (гиалуронат натрия), ПГМБ, хлорид натрия, динатрия эдетат, тетраборат натрия, борная кислота, деионизированная вода.

БЕЛАТИРС ЧЕРНИКА, глазные капли, 10 мл представляет собой стерильный, офтальмологический, биосовместимый, консервированный, изотонический, буферный раствор. Оказывает смазывающее, увлажняющее, успокаивающее и защитное действие. Совместим со всеми видами контактных линз.

Не содержит: Бензалкония хлорида, Хлоргексидина, Парабенов, Феноксиэтанол, Тимеросала и компонентов животного происхождения.

Область применения

Офтальмология

Назначение медицинского изделия:

- для смазывания, увлажнения, успокаивания и защиты чувствительных, сухих, обезвоженных и уставших глаз;
- для защиты глаза и стабилизации слезной пленки при окислительном стрессе и накоплении свободных радикалов на поверхности глаза;
- для облегчения зуда, жжения и ощущения инородного тела;
- при нетравматических/непатологических изменениях слезной пленки
- при зрительном стрессе от воздействия окружающей среды (чрезмерное воздействие солнечного света, ветра, пыли, кондиционеров, сухого и загрязненного воздуха и т. д.);
- при зрительном стрессе (длительная работа с компьютером, неблагоприятные условия освещения, ночная езда и т. д.);
- при длительном использовании контактных линз.

БЕЛАТИРС ЧЕРНИКА глазные капли 10 мл, могут применяться одновременно с гомеопатическим лечением. Подходит также для использования при ношении контактных линз.

Способ применения: по 1-2 капли в глаз один или несколько раз в день, при необходимости или по рекомендации врача.

Пользователям контактных линз: рекомендуется закапывать по 2-3 капли непосредственно на линзы, а также можно их применять до или после использования линз. При необходимости закапайте капли на линзу.

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- в случае раздражения глаз, необходимо прекратить применение глазных капель и обратиться к врачу;
- не следует применять при аллергии или гиперчувствительности к любому из компонентов изделия;
- не следует глотать капли;
- не используйте глазные капли при повреждении флакона;
- не следует касаться кончиком флакона глаза или окружающих тканей;
- плотно закрывайте флакон после каждого применения капель;
- стерильно до вскрытия;

- при комбинированном применении с другими местными офтальмологическими средствами, между их использованием рекомендуется соблюдать интервал не менее 5 минут. Подходит для использования при ношении контактных линз, несколько раз в день или по мере необходимости.

Стерильность. Стерилизовано с применением методов асептической обработки.

Условия хранения: Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла, при температуре от +5 до +35°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения: 3 года

Использовать в течение 90 дней от момента первого вскрытия флакона.

Не применять после истечения срока годности.

Производитель:

BELINDALABORATORIES LLP,
Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,
SE10 9QF, Лондон, Великобритания
Тел.: +44-203-598-2050
Эл. почта: info@belinda.uk.com

Производственная площадка:

OMISAN FARMACEUTICI S.R.L.U.,
Via Galileo Galilei SNC, 00012 Гвидония-Монтчельо (Рим),
Италия
Тел.: + 390774378806
Эл. почта: omisan@omisan.com

Организация, принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей/организации, ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ООО «СЕРПЕУС Medical» (ЦЕФЕИ Медикал):
050045, Республика Казахстан, г. Алматы,
Проспект Аль-Фараби, дом 7, ЖК «Нурлы Тау»,
блок 5А, офис 247,
тел.: +7 (727) 978 69 71, +7 777 175 00 99 (круглосуточно),
эл. почта: drugsafety@evolet.co.uk

Символ	Обозначение символа/пояснительный текст
	Производственная площадка
	Код партии
	Использовать до
	Условия хранения (температурные ограничения)
	Стерилизован с применением методов асептической обработки
	Обратитесь к инструкции по применению

Данные о последнем просмотре инструкции по медицинскому применению: